

IdO-Otoplastiken



Passgenauigkeit für IdO-Hörgeräte

Für die Nutzung maßgefertigter IdO-Hörgeräte sind Otoplastiken in der Regel nicht notwendig. Morphologische Veränderungen können allerdings die Passgenauigkeit von IdO-Geräten während der Nutzungsdauer beeinträchtigen. Wir haben uns dieser Problematik angenommen und ein Verfahren zur IdO-Modifikation entwickelt, mit dem wir kostengünstig die optimale Passgenauigkeit wiederherstellen.

Neben den maßgefertigten IdO-Hörgeräten wurden zuletzt auch Standard-IdO-Hörgeräte auf den Markt gebracht, die durch aufklickbare Silikon-Aufsätze im Ohr gehalten werden (z. B. Signia Silk und Audio Service quiX). Für diese Systeme bieten wir individuell nach Ohrabdruck angefertigte Folienotoplastiken zum optimalen Halt im Ohr.

IdO-Schalen-modifikation



Wiederherstellung der optimalen Passgenauigkeit von IdO-Schalen

- ✓ Aufarbeitung einer vorhandenen IDO-Schale für einen erneut perfekten Sitz
- ✓ Ausgleich von Passungenauigkeiten, die durch morphologische Veränderungen des Ohres auftreten können
- ✓ Günstige Alternative zur Neufertigung, wenn der Anspruch auf eine Neuversorgung noch nicht besteht oder das liebevoll gewonnene IdO-Gerät gerne weiter verwendet werden soll
- ✓ Nachträgliche Anbringung einer transparenten Abstützung ist zusätzlich möglich
- ✓ Wir benötigen einen normalen Ohrabdruck, der im Gehörgangsbereich etwas länger als das IdO-Gerät sein sollte und natürlich das entsprechende Hörgerät

MATERIALIEN:

- CADtec

IdO-Plastik

CADTEC



THERMOTEC®



IdO-Plastik

- ✓ Überschale für universelle IdO-Hörgeräte
- ✓ Garantiert den optimalen Halt des IdOs im Ohr
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Krallen, Ring, Schale

MATERIALIEN:

- CADtec
- THERMOTEC®