

RIC-Otoplastiken



Otoplastiken für Hörsysteme mit ausgelagertem Hörer

Hörsysteme mit externem Hörer haben sich in den letzten Jahren immer stärker am Markt etabliert. Durch die Auslagerung des Hörers können die Hörgeräte kleiner gebaut und eine Verzerrung durch Resonanzen in der Schlauchleitung vermieden werden. Doch erst mit einer perfekt sitzenden Otoplastik, die den externen Hörer optimal im Ohr fixiert, kann das volle Potential der RIC-Hörsysteme auch genutzt werden.

Wir bieten Ihnen sowohl universelle Lösungen für mehr Flexibilität bei der vergleichenden Anpassung wie auch Otoplastiken mit der jeweiligen hersteller-/hörerspezifischen Ankopplung (soweit vorhanden) an.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörsystems und die Größe des Hörers an.

Bei den abgebildeten RIC-Otoplastiken handelt es sich lediglich um eine Auswahl. Grundsätzlich können für alle gängigen RIC-Hörsysteme Otoplastiken angefertigt werden.

Folie/Easyfit für RIC universell – hart

STÖPSEL



SPANGE



RIC-Folie mit Universalbuchse

- ✓ Folienotoplastik mit hohlem, dünnwandigem Gehörgang
- ✓ Digitale Fertigung
- ✓ Auch als Easyfit mit seitlichen Aussparungen für noch mehr Offenheit und Komfort
- ✓ Verbessertes Wärmeabfluss
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Optimale Anbindung von RIC-Systemen fast aller Hersteller (außer Hörer der Connexx- und 4.0 Hörer der Phonak-Gruppe)
- ✓ Auslieferung mit Universalbuchse, die den externen Hörer fixiert
- ✓ Mit zusätzlichem Cerumenschutzsystem. Dieses verringert die Reparaturanfälligkeit des Hörsystems und der Filter kann problemlos vom Träger selbst gewechselt werden.
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Krallen, Ring, Schale

MATERIALIEN:

- CADtec
- Titan

Folie/Easyfit für RIC aus THERMOtec®

STÖPSEL



KURZSPANGE



Folienotoplastik mit einfacher Steckverbindung

- ✓ Folienotoplastik aus unserem hochwertigen, thermoflexiblen Premiummaterial THERMOtec®
- ✓ Auch als Easyfit mit seitlichen Aussparungen für noch mehr Offenheit und Komfort
- ✓ Verbessertes Wärmeabfluss
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Auslieferung ohne Buchse*; Halt des Hörers allein durch die Materialspannung. Hierfür die Otoplastik über einer Ventilette erwärmen, Hörer mit geeignetem Werkzeug in die Bohrung einführen, abkühlen lassen.
- ✓ Mit zusätzlichem Cerumenschutzsystem. Dieses verringert die Reparaturanfälligkeit und der Filter kann problemlos vom Träger selbst gewechselt werden.
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Krallen, Ring, Schale

MATERIALIEN:

- THERMOtec®

* Außer bei Hörern der Connexx-Gruppe und Oticon/Bernafon Minifit-Reihe; hier erfolgt die Auslieferung mit dem herstellereigenen Buchsensystem.

MultiFix-Otoplastik



Universelle Lösung zur Ankopplung diverser S- und M-Hörer

- ✓ Folienotoplastik zur vorübergehenden Fixierung diverser S- und M-Hörer
- ✓ Möglichkeit der vergleichenden Anpassung mit nur einer Otoplastik
- ✓ Anstatt einer Buchse wird ein Multifix-Schlauchstück wie folgt in die Otoplastik integriert:
 1. Multifix-Schlauch schräg anschneiden und über den Hörer schieben.
 2. Schlauch mit dem Hörer in die Folienotoplastik einziehen und positionieren.
 3. Schlauch verkleben und trocknen lassen.
 4. Schlauch mit einem scharfen Skalpell bündig abschneiden und Cerumensystem einsetzen.
- ✓ Einfaches Auswechseln des MultiFix-Schlauches
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- ✓ Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die wahrscheinlich zur Anwendung kommenden Hörertypen an.

MATERIALIEN:

- CADtec
- THERMOtec®
- Titan

RIC-Otoplastik – weich hersteller-/hörerspezifisch

STÖPSEL



KURZSPANGE



Weiche Otoplastik zur optimalen Fixierung des ausgewählten Hörers

- ✓ RIC-Otoplastik aus unserem hochwertigen Silikonmaterial
- ✓ Einpassung des ausgewählten Hörers in eine Hörertasche
- ✓ Keine Buchse und keine Verklebung notwendig: Der Hörer hält durch die Materialspannung.
- ✓ Optimale Haltgebung
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- ✓ Alle Designelemente wie Farben, Glitter, Strasssteine und Motive wählbar
- ✓ Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörersystems und die Größe des Hörers an.

MATERIALIEN:

- Silikon

RIC-Otoplastik – hart hersteller-/ hörspezifisch

BEISPIEL OTICON



BEISPIEL PHONAK



BEISPIEL SIGNIA



BEISPIEL WIDEX



Harte Otoplastik zur optimalen Fixierung des ausgewählten Hörers

- ✓ RIC-Otoplastik aus unserem hochwertigen licht-härtenden CADtec Material
- ✓ Digitale Fertigung
- ✓ Folie, Halbfolie, Easyfit oder massive Otoplastik – die mögliche Bauart ist abhängig vom ausgewählten Hörsystem (s. Tabelle)
- ✓ Standardform Stöpsel, optional auch mit Abstützung: Spange kurz, Spange, Kralle, Ring, Schale
- ✓ Auslieferung mit der jeweiligen hersteller-/hörspezifischen Ankopplung (soweit vorhanden)
- ✓ Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Hersteller sowie die Bezeichnung des Hörsystems und die Größe des Hörers an.

MATERIALIEN:

- CADtec



Produktübersicht RIC-Otoplastiken

	Hörertyp	CADtec	THERMOtec®	Silikon
CONNEXX GRUPPE				
Audio Service	RIC III S, M, P 2.0	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Siemens	RIC III S, M, P 2.0	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Signia	RIC III S, M, P 2.0	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
PHONAK GRUPPE				
Phonak/Hansaton/Unitron	S, M, P 4.0	teilmassiv	Folie/Easyfit	massiv
Phonak/Hansaton/Unitron	xS	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Phonak/Hansaton/Unitron	XP	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
GN RESOUND GRUPPE				
GN Resound/Beltone	Surefit LP/MP/HP	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
GN Resound/Beltone	NP	massiv	Folie/Easyfit	massiv
GN Resound/Beltone	S	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
GN Resound/Beltone	HP-2	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
OTICON GRUPPE				
Bernafon	NanoRite S/M	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Bernafon	PicoRite 60/85/100	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Oticon	S/M/P	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Oticon	Intiga	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Oticon	Minifit 60/85/100	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
Oticon	Minifit Design 80	massiv/Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
STARKEY				
Starkey	50/60 dB Snapfit	Folie/Easyfit	Folie/Easyfit	massiv
WIDEX				
Widex	Easywear S/M/P	Folie	Folie/Easyfit	massiv

Die obige Produktübersicht zeigt lediglich eine Auswahl der gängigsten sich derzeit am Markt befindlichen Außenhörsysteme. Sollten Sie Otoplastiken für andere Systeme benötigen, so sprechen Sie uns gerne an.